

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Капли универсальные «MULTIWAVE®-VITAMINE» и «MULTIWAVE®- NATURE»

Регистрационный номер ИМН 192002495.005-2014

ТУ ВУ 192002495.005-2015 Изм. №1

**Регистрационное Удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь
№ ИМ-7.102124/**

Торговое название препарата:

Капли универсальные «MULTIWAVE®-VITAMINE» и «MULTIWAVE®- NATURE»

Описание: представляют собой прозрачные жидкости, в которой при интенсивном встряхивании наблюдается незначительное пенообразование. Допускается выпадение осадка естественного происхождения.

Состав «Капли универсальные «MULTIWAVE®-VITAMINE» для контактных линз: deionised water (деионизованная вода)/ distilled water (дистиллированная вода), sodium chloride (натрий хлористый); boric acid (борная кислота); sodium tetraborate-10-hydrate (натрий тетраборнокислый 10-ти водный); polyethylene glycol (полиэтиленгликоль); hydroxypropylmethylcellulose (гидроксипропилметилцеллюлоза); hyaluronic acid (гиалуроновая кислота); sodium hyaluronate (натрия гиалуронат); benzalkonium chloride (бензалкония хлорид); apha-tocopherol acetate (Vitamin E) (альфа-токоферола ацетат-Витамин E); retinyl acetate (Vitamin A) (ретинола ацетат –Витамин A); ferulic acid (феруловая кислота); polyoxyethylene-20-cetyl-stearyl alcohol (полиоксиэтилен-20-цетил-стеариловый спирт); patented antioxidant complex FGS® (запатентованный антиоксидантный комплекс FGS®).

Состав «Капли универсальные «MULTIWAVE®-NATURE» для контактных линз:

deionised water (деионизованная вода)/ distilled water (дистиллированная вода), sodium chloride (натрий хлористый); boric acid (борная кислота); sodium tetraborate-10-hydrate (натрий тетраборнокислый 10-ти водный); polyethylene glycol (полиэтиленгликоль); hydroxypropylmethylcellulose (гидроксипропилметилцеллюлоза); hyaluronic acid (гиалуроновая кислота); sodium hyaluronate (гиалуронат натрия); ferulic acid (феруловая кислота); benzalkonium chloride (безалкония хлорид); Aloe Vera extract (экстракт алоэ Вера); Laphantus anisatus extract (экстракт лопуха анисового); Centaurea cyanus extract (экстракт василька); polyoxyethylene-20-cetyl-stearyl alcohol (полиоксиэтилен-20-цетил-стеариловый спирт); patented antioxidant complex FGS® (запатентованный антиоксидантный комплекс FGS®).

Показания к применению: Капли универсальные «MULTIWAVE®-VITAMINE» и «MULTIWAVE®- NATURE» для контактных линз: предназначены для обеспечения комфортности при ношении контактных линз (**снятия напряжения глазных мышц, неприятных ощущений, сухости глаз**), питания витаминами глаз для длительно работающих за компьютерами, после длительных зрительных нагрузок, для водителей.

Противопоказания: Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам «Капли универсальные «MULTIWAVE®-VITAMINE» для контактных линз» и «Капли универсальные «MULTIWAVE®- NATURE» для контактных линз».

Фармакологические свойства: «Капли «MULTIWAVE®-VITAMINE» и «MULTIWAVE®- NATURE» для контактных линз» представляют собой изотонические растворы в боратном буфере с различными добавками (влагоудерживающими, бактерицидными, антиоксидантными, экстрактами биологически активных веществ растений и др.).

Инструкция по применению:

ПРОМЫВКА РОГОВИЦЫ ГЛАЗА БЕЗ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ.



Закапать 2-3 капельки каплеуниверсальных «MULTIWAVE®-NATURE» или «MULTIWAVE®-VITAMINE» для контактных линз в уголок глаза и поморгать до полного комфортного ощущения.

ПРОМЫВКА РОГОВИЦЫ ГЛАЗА ПРИ НОШЕНИИ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ.



Закапать 2-3 капли каплей универсальных «MULTIWAVE[®]-NATURE» или «MULTIWAVE[®]-VITAMINE» для контактных линз на внутреннюю сторону очищенной контактной линзы, одеть её (на глаз) и поморгать до полного комфортного ощущения, либо при одетой контактной линзе закапать в уголок глаза 2-3 капли и поморгать до полного комфортного ощущения.

Условия хранения:

Хранить капли при температуре от +4 до +30°C в вертикальном положении, в недоступном для детей месте. Не хранить флакон с каплями открытым. После вскрытия флакона рекомендуем хранить капли в холодильнике.

Срок хранения: 24 (двадцать четыре) месяца в неповрежденной упаковке. После вскрытия флакона содержимое использовать в течение двух месяцев.

Побочные действия:

Побочные эффекты не обнаружены.

Особые указания:

Особые указания:



Не промывайте контактные линзы или контейнер для контактных линз водой из-под крана.



Не смешивать с другими жидкостями.



Не допускать соприкосновения горлышка флакона с другими поверхностями.



Всегда закрывать крышку флакона после использования.



После вскрытия флакона хранить в холодильнике.



Перед употреблением капель универсальных флакон тщательно встряхивать!

Форма выпуска: Универсальные растворы (капли) выпускаются во флаконах по 10 мл.

Условия отпуска: Без рецепта врача.

Изготовитель:

ООО «Чистая река», ул. Центральная, 49, к.9,

220021, г. Минск, Республика Беларусь

т/ф (+375-017)291-32-99.

E-mail: info@c-river.by

www.c-river.by

www.mutiwave.by